



Rollstuhl- Hausschuhe


Material



Stoff/Textil
(z.B. wiederverwendbare
Einkaufstasche)



Nadel und Faden oder Nähmaschine



Maßband



Schere



Notizzettel oder Block, um Maße aufzuschreiben



ca. 2 m Gummizug-Bänder (pro Reifen)




Stift für Markierungen auf dem Stoff






Sicherheitsnadel

Anleitung



1. Ein Maßband um die Reifen legen, Zahl notieren.




2. Reifendicke messen, Zahl notieren.



3. Ein Stück Stoff mit der Länge und Breite anzeichnen.






4. 2 Gummizüge links und rechts dazu legen.




5. In der Länge passend abschneiden.


6. Für die Breite: den Stoff über die Gummizug-Bänder darüber klappen und entlang der Kante eine Markierung zeichnen.

7. Stoff ausschneiden und an der Markierung entlang Zick-Zack nähen.







8. Eine Sicherheitsnadel am Gummizug-Band befestigen, und die Gummizug-Bänder auf beiden Seiten durchziehen.



9. Gummibänder jeweils zusammennähen, sodass die runde Form für die Räder entsteht.



10. Auf der Innenseite die Stoffteile zusammennähen, sodass der Hausschuh geschlossen ist.



11. Der Rollstuhlhausschuh kann nun auf die Reifen aufgezogen werden.

